

Folgende Rekorder sind mit SRA24\* einsetzbar:

Firma	Model	Daten direkt von der Speicherkarte ein lesbar bzw. über USB-Anschluss	spezieller Exportmodus, bestimmte Software Version notwendig**	spezielle Hardware notwendig**
Geratherm Respiratory	SRArecorder*	X		
SR-Medizinelektronik	SRA+*, SRA IV*, Cardioscout*	X		
Spacelabs / Delmar Reynolds	LifeCard CF*	X		
Biodata Medical	Elite 3A	X		
Braemar	DL800*, DL900*, DL1000*, DXP1000*	X		
Schiller	FD5*,FD5+*, FD12*,AR4*, AR4+*, AR12+*		X***	
Custo Med	Custo Flash		X	
Heart tec / Datrix	DR512 NL Vx3Plus*	X		
GeTeMed	CardioMem		X	
Dr. Schmidt GmbH	SmartHolter24*	X		
Zimmer Medizintechnik	CardioTime	X		
Medset Medizintechnik	Cardiolight / Telesmart-H		X	
Telmed	ANS Recorder 3/6*	X		

\* SRA24 kompatibel; Braemar, Zimmer Medizintechnik auf Anfrage

\*\* dies kann mit Kosten verbunden sein, \*\*\* Standardfunktion ohne Aufpreis

Folgende Rekorder sind mit SRAclinic einsetzbar:

Firma	Model	Daten direkt von der Speicherkarte ein lesbar bzw. über USB-Anschluss	spezieller Exportmodus, bestimmte Software Version notwendig	spezielle Hardware notwendig
Geratherm Respiratory	SRArecorder*	X		
SR-Medizinelektronik	SRA+*, SRA IV*, Cardioscout*	X		
Spacelabs / Delmar Reynolds	LifeCard CF*	X		
Braemar	DL 800*, DL900*, DL1000*, DXP1000*	X		
Schiller	FD5*,FD5+*, FD12*,AR4*, AR4+*, AR12+*		X	
Heart tec / Datrix	Vx3Plus*	X		
Dr. Schmidt GmbH	SmartHolter24*	X		
Zimmer Medizintechnik	CardioTime*	X		

\* auf Anfrage