

Kompatible EKG-Recorder

Übersicht

Folgende EKG-Recorder sind mit **SRA®**transfer kompatibel:

Modell	Hersteller	EKG-Daten einlesen	Kompatibilität
Cardioscout SRA IV	SR-Medizinelektronik	SD-Card über Kartenlesegerät oder Kartenslot	Eine Vorkonfiguration der Speicherkarten ist erforderlich.*
SRA+ SRA+ Version 2	SR-Medizinelektronik	über Kabel mit USB-Anschluss	Eine Vorkonfiguration des Recorders ist erforderlich.*
Twin Trac	SR-Medizinelektronik	über Kabel mit USB-Anschluss	Eine Vorkonfiguration des Recorders ist erforderlich.*
SmartHolter24	Dr. Gerhard Schmidt GmbH	über Kabel mit USB-Anschluss	Eine Vorkonfiguration der Speicherkarten ist erforderlich.*
Lifecard CF	Spacelabs Healthcare	CompactFlash-Speicherkarte über Kartenlesegerät	Eine Vorkonfiguration der Speicherkarten ist erforderlich.*
SRArecorder	Geratherm Respiratory GmbH	MMC-Card über Kartenlesegerät oder Kartenslot	Eine Vorkonfiguration der Speicherkarten ist erforderlich.*
MENHIR 48SD	JotaTec	SD-Card über Kartenlesegerät oder Kartenslot	Eine Vorkonfiguration der Speicherkarten ist erforderlich.*
Bittium Faros 360	Bittium Biosignals Ltd	Micro-USB Download	Eine Vorkonfiguration des Recorders ist erforderlich.*

*Wenden Sie sich an unseren Service.

Kompatible Analysensysteme

Hintergrund

Manche EKG-Recorder können nur mit einem speziellen Analysensystem des Recorder-Herstellers ausgelesen werden. In diesen Fällen müssen zunächst die EKG-Daten mit Hilfe des Analysensystems ausgelesen und in das Import-Verzeichnis von **SRA**®transfer exportiert werden. **SRA**®transfer greift dann auf das Import-Verzeichnis zu. Bei der Verwendung von Analysensystemen ist für jeden Einzelfall eine vorherige Kompatibilitätsprüfung durch unseren Service erforderlich.

Übersicht

Folgende Analysensysteme sind mit **SRA**®transfer kompatibel:

Hersteller	Daten-Export nach	Kompatibilität
custo med GmbH	Import-Verzeichnis	im Einzelfall zu klären*
GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG	Import-Verzeichnis	im Einzelfall zu klären*
Medset Medizintechnik GmbH	Import-Verzeichnis	im Einzelfall zu klären*
SCHILLER AG	Import-Verzeichnis	im Einzelfall zu klären*
Spacelabs Healthcare - Pathfinder SL (nur ecg-Dateien, kein Sentinel)	Import-Verzeichnis	im Einzelfall zu klären*

*Wenden Sie sich an unseren Service.

Austauschformate

Folgende Austauschformate werden unterstützt:

Format	Beschreibung
MIT	Waveform Database (WFDB)
EDF	European Data Format
ISHNE	Holter Standard Output File Format
CSV	Comma-separated Values